

CONNETTIVINA

Principi attivi: Acido ialuronico (acido ialuronico sale sodico)

0,2% Crema

0,2% Gel

2 mg Garze impregnate

4 mg Garze impregnate

12 mg Garze impregnate

200 mg/100 ml Spray cutaneo, soluzione

Indicazioni Perché Si Usa Connettivina? A Cosa Serve?

CONNETTIVINA è un **cicatrizante** impiegato per il trattamento di ferite ed ulcerazioni cutanee.

Perché si usa

CONNETTIVINA stimola la riparazione e la rigenerazione della **pelle**, accelerando la guarigione di abrasioni, **escoriazioni**, ferite superficiali, **scottature**, **ustioni** di lieve entità e **ragadi al seno**.

CONNETTIVINA è anche indicato nelle irritazioni cutanee localizzate, determinate da agenti fisici quali sole, **freddo**, vento, negli arrossamenti da pannolino, nelle irritazioni e nella **disidratazione** conseguenti a trattamenti di **radioterapia**.

CONNETTIVINA può essere inoltre impiegato come coadiuvante nel trattamento delle **ulcere cutanee** di origine vascolare e delle ferite a lenta guarigione come le **piaghe da decubito**.

Controindicazioni Quando Non Dev'essere Usato Connettivina

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Per l'impiego di CONNETTIVINA non è necessario consultare il medico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

CONNETTIVINA può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Precauzioni Per L'uso Cosa Serve Sapere Prima Di Prendere Connettivina

Prima dell'applicazione di CONNETTIVINA detergere e **disinfettare** la zona da trattare.

Interazioni Quali Farmaci O alimenti possono Modificare L'effetto Di Connettivina

Non sono mai stati segnalati fenomeni di interazione tra CONNETTIVINA e **antibiotici** o altri trattamenti locali.

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

Avvertenze È Importante Sapere Che:

L'uso del prodotto, specie se prolungato, può dar origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso è necessario interrompere il trattamento e rivolgersi al proprio medico. Il prodotto non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari.

Dose, Modo E Tempo Di Somministrazione Come Usare Connettivina: Posologia Quanto

Spray **cutaneo**, soluzione; Crema; Gel: trattare la lesione 2-3 volte al giorno, applicando la quantità di prodotto necessaria per coprire uniformemente tutta la zona interessata.

Garze impregnate: applicare una o più garze a seconda dell'estensione della zona da trattare, cambiandola/e 2-3 volte al giorno.

ATTENZIONE: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

ATTENZIONE: usare solo per brevi periodi di trattamento. Se il disturbo persiste consultate il medico.

Come

Prima di applicare CONNETTIVINA detergere e disinfettare accuratamente la lesione.

Crema e Gel: distribuire uniformemente la quantità necessaria a coprire la lesione aiutandosi con una garza sterile nel caso di ferita aperta.

Garza impregnata: prelevarla dalla busta limitandosi a toccarne soltanto un'estremità, applicarla sulla lesione e coprire con opportuno bendaggio.

Spray cutaneo, soluzione: erogare la soluzione uniformemente sulla lesione.

Sovradosaggio Cosa Fare Se Avete Preso Una Dose Eccessiva Di Connettivina

Non sono mai state segnalate manifestazioni di intossicazione da sovradosaggio di CONNETTIVINA.

Il prodotto è ad esclusivo uso esterno. In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di CONNETTIVINA avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti Indesiderati Quali Sono Gli Effetti Collaterali Di Connettivina

Non sono mai stati segnalati effetti indesiderati di tipo sistemico associati a CONNETTIVINA. Sporadicamente sono state registrate reazioni di tipo locale, sempre di modesta entità, che si sono risolte spontaneamente. L'uso del prodotto, specie se prolungato, può dar origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel **foglio illustrativo** riduce il rischio di effetti indesiderati.

Quando si presentano, è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati, disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza E Conservazione

La data di scadenza indicata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

ATTENZIONE: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Composizione E Forma Farmaceutica

Composizione

CONNETTIVINA 0,2% Crema. **Principio attivo: acido ialuronico sale sodico** 2 mg/g

Eccipienti: **polietilenglicole** 400 monostearato, estere decilico dell'**acido oleico**, cera emulsionante, **glicerolo**, **sorbitolo** soluzione al 70%, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, **sodio** deidroacetato, aroma (Dalin PH), **acqua** depurata.
CONNETTIVINA 0,2% Gel. Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 2 mg/g (60 mg per tubo da 30 g)

Eccipienti: sorbitolo 70% non cristallizzabile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio deidro- acetato, carbomer 940, **sodio idrossido**, acqua depurata

CONNETTIVINA 2 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 10x10) è impregnata con 4 g di crema contenente:

Principio attivo: acido **ialuronico** sale sodico 2 mg. Eccipienti: glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata

CONNETTIVINA 4 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 10x20) è impregnata con 8 g di crema contenente:

Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 4 mg. Eccipienti: glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata

CONNETTIVINA 12 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 20x30) è impregnata con 24 g di crema contenente:

Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 12 mg. Eccipienti: glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata

CONNETTIVINA 200 mg/100 ml Spray cutaneo, soluzione.

Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 2 mg/ml (40 mg per flacone da 20 ml). Eccipienti: **sodio cloruro**, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

Come si presenta

CONNETTIVINA si presenta in diverse forme per uso esterno:

Crema: tubo da 15 g e tubo da 100 g

Gel: tubo da 30 g.

2 mg Garze impregnate: 10 garze impregnate sterili cm 10x10 per **uso cutaneo**.

4 mg Garze impregnate: 10 garze impregnate sterili cm 10x20 per uso cutaneo.

12 mg Garze impregnate: 5 garze impregnate sterili cm 20x30 per uso cutaneo.

Spray cutaneo, soluzione: flacone nebulizzatore contenente 20 ml di soluzione.

Fonte Foglietto Illustrativo: AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Contenuto pubblicato a Gennaio 2016. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.

Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Disclaimer e informazioni utili.

Ulteriori informazioni su Connettivina sono disponibili nella scheda "**Riassunto delle Caratteristiche**".